



メーカー推奨マイクロドレープご使用のお願い

日頃、弊社手術用顕微鏡をご愛顧頂きまして有難うございます。

今般、以下の対象機種をご使用の施設様へ弊社が推奨するマイクロドレープを提示させていただきます。

対象機種：手術用顕微鏡と各社ナビゲーションシステムとの接続が可能な機種

手術用顕微鏡 OPMI® PENTERO® 900	手術用顕微鏡 OPMI® Pentero®
手術用顕微鏡 OPMI® Pentero® C	手術顕微鏡 OPMI® Vario
手術顕微鏡 OPMI® Neuro / NC4	手術顕微鏡 OPMI® Neuro MultiVision

手術用顕微鏡と各社ナビゲーションシステムを併用される場合、マイクロドレープの対物レンズを保護するカバー部分の形状によりナビゲーションシステム側の精度に影響を与えるという報告が上っております。

尽きましては、以下の一覧をご参照の上、マイクロドレープのご選定して頂きますようお願い申し上げます。

カールツァイス推奨マイクロドレープ一覧：

商品名称	定数	ご注文番号
OPMI Drape 30 60 25 (VisionGuard)	一箱 5 枚入り	306025-0000-000
OPMI Drape 30 60 26 (VisionGuard)	一箱 5 枚入り	306026-0000-000
OPMI Drape 65 13 32 (富士システムズ社製)	一箱 5 枚入り	000000-0463-572

ご質問等ございましたらお近くのカールツァイスメディテック(株)各営業所へお問い合わせください。

カールツァイスメディテック株式会社
マイクロサージェリーディビジョン

カールツァイスメディテック株式会社

〒160-0003

東京都新宿区本塩町22番地

Tel 03-3355-0331

Fax 03-3358-7413

URL <http://www.meditec.zeiss.co.jp>

大阪営業所 〒564-0062大阪府吹田市垂水町3-35-22
Tel 06-6337-5464 Fax 06-6337-5477

名古屋営業所 〒465-0043名古屋市名東区宝が丘25
Tel 052-777-1411 Fax 052-777-1417

福岡営業所 〒810-0062福岡市中央区荒戸2-1-5
Tel 092-713-7821 Fax 092-711-0776

仙台営業所 〒980-0014仙台市青葉区本町1-12-7
Tel 022-224-5621 Fax 022-224-5626